




# 1G Paravent suspendu

## MED-Agivir XS®

L'écran d'intimité hygiénique et compact



1 picto-hygiène offert pour chaque espace



## Un atout dans la lutte contre les contaminations croisées

Reconnu pour sa maniabilité, l'écran MED-Agivir XS® s'adapte parfaitement à vos chambres. Facile à replier et discret, il est peu encombrant. Sa toile-membrane, bio-nettoyable, permet de s'affranchir des contraintes de logistique de blanchisserie. La fixation de l'écran MED-Agivir XS®, sans emprise au sol, permet une meilleure circulation dans l'espace. Il est conçu pour une utilisation intensive.



## TOILE VIRUCIDE ET BACTÉRICIDE

Doté de la technologie Agivir, l'écran MED-Agivir XS® est virucide et bactéricide. Il garantit la sécurité des patients et soignantes face aux infections et contaminations croisées.

VIRUCIDE PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2  
BACTÉRICIDE Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia



## ERGONOMIE

La largeur réduite des panneaux crée un minimum d'encombrement une fois l'écran replié contre le mur. Compact, le MED-Agivir XS® est particulièrement adapté pour les espaces exigus.

De plus, sa maniabilité permet de faciliter le travail des soignants.

“ Le bio-nettoyage sur site réduit le risque d'infections nosocomiales. ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques, virucides, bactéricides et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.



## Fiche technique

<b>Écran</b>	Panneaux de toile-membrane, semi-rigide, virucide et bactéricide articulés, disponibles pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
<b>Toile</b>	Agivir®	Toile-membrane virucide ( <b>PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2</b> ) et bactéricide ( <b>Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia</b> ) 530g/m <sup>2</sup> anti-adhérente Toile-membrane translucide préservant la luminosité
<b>Personnalisation</b>	Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes. Multicolore et panachage possible.	
<b>Pose</b>	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents) ou nettoyage au chlore actif (0.5%)
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)</b>
<b>Documents fournis</b>	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage <b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

*L'utilisation des toiles-membranes AGIVIR™ vient en complément du respect des mesures de protection sanitaires recommandées par votre établissement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*


## Références standard

### Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMVBXS*S160*10P	Écran MED-Agivir XS® 160/10P	L : 165 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXS*S160*11P	Écran MED-Agivir XS® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXS*S160*12P	Écran MED-Agivir XS® 160/12P	L : 201 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène
EMVBXS*S160*13P	Écran MED-Agivir XS® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

### Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMVBXS*S190*10P	Écran MED-Agivir XS® 190/10P	L : 165 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXS*S190*11P	Écran MED-Agivir XS® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXS*S190*12P	Écran MED-Agivir XS® 190/12P	L : 201 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène
EMVBXS*S190*13P	Écran MED-Agivir XS® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)



MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreen@enjoyourspace.com](mailto:medicascreen@enjoyourspace.com)

MÉDICASCREEN®  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®  
Mieux Vivre Ensemble