

1A Paravent suspendu

MED-Activ XS Easyclip®


L'écran d'intimité bactériostatique 3.0



98,76% de réduction de l'activité des agents E.coli et S.aureus sur la surface d'une toile MED-Activ®



Flashez Moi !



1 Téléchargez une appli **QR Code** disponible sur *GooglePlay* ou *AppleStore* ou utilisez directement votre appareil photo



2 Scannez ce **QR Code**

3 Accédez au contenu : vidéo, questionnaire...

“ Un espace de soin est aussi un espace de vie.
Le rendre plus agréable et convivial crée un environnement
sécurisant et accueillant. ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.

MÉDICASCREEN®
Mieux vivre ensemble, espaces & soins



Un atout pour votre certification & vos gains achats

L'écran MED-Activ XS Easyclip® a été conçu pour apporter la meilleure des **expériences d'un séjour en milieu hospitalier**. Intégrez votre logo aux impressions pour faire de votre paravent, **votre support de communication**. Le QR-Code s'adapte à vos besoins en termes de diffusion d'informations : vidéos de présentation de votre établissement, dématérialisation de votre questionnaire de satisfaction patient, accès direct au code Wifi...



PERSONNALISABLE

Grâce à son panneau aimanté détachable, changez simplement le visuel de votre Easyclip® dès que vous le souhaitez. Votre écran émerveillera vos soignants dans la durée.



ENTRETIEN FACILE

Conçu en toile MED-Activ®, Easyclip® est bactériostatique et bio-nettoyable. Il se nettoie par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Il est également compatible avec les détergents et désinfectants hospitaliers, pour supprimer toutes contraintes de blanchisserie.





Fiche technique

Écran	Panneaux de toile bactériostatique articulés et 1 ^{er} panneau aimanté détachable Disponible pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
Toile	MED-Activ®	Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face, 530g/m ² anti-adhérente Toile translucide préservant la luminosité
Personnalisation	1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter) Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes 1 logo imprimé sur le 1 ^{er} panneau (sur fourniture du fichier au format vectoriel) QR-Codes imprimés sur le 1 ^{er} panneau pour la communication de l'établissement	
Pose	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

Caractéristiques

Nettoyage	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) ou au chlore actif (0.5%)
Confection	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
Écologie	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100)
Traçabilité	Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande
Garantie	5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)
Documents fournis	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Références standard

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMAEC*S160*11P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEC*S160*13P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMAEC*S190*11P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAEC*S190*13P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



www.enjoyourspace.com



MÉDICASCREEN®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com

MÉDICASCREEN®
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®
Mieux Vivre Ensemble