



# 1D Paravent suspendu

## MED-Activ XS Crystal®

L'écran avec fenêtres de surveillance des constantes affichées



98,76% de réduction de l'activité des agents E.coli et S.aureus sur la surface d'une toile MED-Activ®

### Un atout pour votre certification & vos gains achats

Med-Activ XS Crystal® est un paravent suspendu bactériostatique conçu pour le milieu hospitalier. Un insert transparent dans la toile permet aux équipes soignantes de garder un œil sur leurs patients et leurs constantes affichées, tout en préservant leur intimité. Cela le rend particulièrement recommandé pour les SSPI, SAUV...



### ENTRETIEN FACILE

Conçu en toile MED-Activ®, notre XS Crystal® est bactériostatique et bio-nettoyable. Il se nettoie par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Compatible avec le chlore actif (0,5%), les détergents et désinfectants hospitaliers, il supprime toutes contraintes de blanchisserie.



1 picto-hygiène offert pour chaque espace



### BIEN-ÊTRE HÔTELIER

Grâce à un large choix de visuels, de types d'impression et de couleurs de galons disponibles, le Med-Activ XS Crystal® est aussi une solution décorative. Il offre de la distraction positive pour une meilleure humanisation des soins.

“ Le soin technique et le « prendre soin » sont indissociables dans l'accompagnement des patients. ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.





## Fiche technique

<b>Écran</b>	Panneaux de toile bactériostatique articulés, disponibles pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Fenêtres de surveillance à 130 cm ou 140 cm du sol Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
<b>Toile</b>	MED-Activ®	Toile bactériostatique protocole ASTM E2180 enduite double-face 530g/m <sup>2</sup> anti-adhérente Toile translucide préservant la luminosité
<b>Personnalisation</b>	1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter) Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes	
<b>Pose</b>	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

## Caractéristiques

<b>Nettoyage</b>	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) <b>Nettoyage vapeur</b> (avec ou sans détergents), nettoyage au chlore actif (0.5%) ou nébulisation
<b>Confection</b>	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
<b>Classement au feu</b>	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
<b>Écologie</b>	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (OEKO-Tex® standard 100)
<b>Traçabilité</b>	<b>Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran</b> (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) <b>Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande</b>
<b>Garantie</b>	<b>5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)</b>
<b>Documents fournis</b>	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage <b>Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)</b>

## Références standard

### Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMAXSCR*S160*10P	Écran MED-Activ XS Crystal® 160/10P	L : 165 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S160*11P	Écran MED-ActivXS Crystal® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S160*12P	Écran MED-Activ XS Crystal® 160/12P	L : 201 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène
EMAXSCR*S160*13P	Écran MED-Activ XS Crystal® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

### Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMAXSCR*S190*10P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/10P	L : 165 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S190*11P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMAXSCR*S190*12P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/12P	L : 201 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène
EMAXSCR*S190*13P	Écran MED-Activ XS Crystal® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



[www.enjoyourspace.com](http://www.enjoyourspace.com)



MÉDICASCREEN®  
4 Allée du Mortier  
44620 La Montagne (Nantes)  
Tel : +33 (0)2 40 320 200  
[medicascreeen@enjoyourspace.com](http://medicascreeen@enjoyourspace.com)

MÉDICASCREEN®  
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®  
Mieux Vivre Ensemble