

1F

Paravent suspendu

# Agivir SCREEN-SHOT®

Lutte contre COVID-19 et infections nosocomiales



## Toile-membrane : ANTIVIRALE PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2 PV subventionné par la DGA BACTERIOSTATIQUE Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia


- Toile Agivir™ : 530g/m<sup>2</sup>
- Classé au feu M1
- Toile blanche avec galon horizontal en tête : Orange Acidulé
- 1 embout de rail, 1 arrêt et glisseurs fournis

### Écran standard

- 160 / 11 panneaux (192,5cm x H:160cm)
- 190 / 11 panneaux (192,5cm x H:190cm)

### Écran toute hauteur (jusqu'à 300cm)

- 300 / 8 panneaux (140cm x H: jusqu'à 300cm)
- 300 / 17 panneaux (297cm x H: jusqu'à 300cm)
- 300 / 25 panneaux (437cm x H: jusqu'à 300cm)
- 300 / 34 panneaux (594cm x H: jusqu'à 300cm)



L'entretien de l'activité antivirale rémanente de la toile-membrane s'obtient par bio-nettoyage et/ou nettoyage vapeur

Toile	Temps de contact	substance testée	Efficacité de l'antiviral
Agivir™	5 min	Mucus/salive	85,21%
	15 min		92,06%
	60 min		98,00%

Résultats des Tests du Laboratoire VirHealth (Lyon) R2007FER001.

**Équipez simplement vos espaces déjà dotés de rails Médicascreen®\* ou commandez les ensembles rail Médicascreen® + SCREEN-SHOT Agivir®**

**Ensemble standard :** SCREEN-SHOT Agivir®+ Rail Médicascreen®\* conditionnement en pack de 10u et 50u

**Ensemble toute hauteur :** SCREEN-SHOT Agivir®+ Rail sur mesure cintrable Médicascreen® vendu à l'unité

\*1 ensemble rail comprend : 1 rail de longueur 206cm, 1 platine pour fixation au plafond, 1 suspente, 1 coupelle de propreté et 1 naissance pour fixation au mur.



Une activité du groupe ENJOYOURSACE GROUP

ENJOYOURSACE®  
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

02 40 320 200  
medicascreen@enjoyspace.com  
www.medicascreen.com