

1H Paravent suspendu

MED-Agivir XS Crystal®



L'écran avec fenêtres de surveillance des constantes affichées



98% de diminution du nombre de virus et bactéries à la surface de la membrane après 60 min



1 picto-hygiène offert pour chaque espace



Un atout dans la lutte contre les contaminations croisées

MED-Agivir XS Crystal® est un paravent suspendu bactéricide et virucide, conçu pour le milieu hospitalier. Une fenêtre crystal de surveillance, insérée dans la toile-membrane, permet aux équipes soignantes la surveillance de leurs patients et de leurs constantes affichées, tout en préservant leur intimité. Cela le rend particulièrement recommandé pour les SSPI, SAUV...



TOILE VIRUCIDE ET BACTÉRICIDE

Doté de la technologie Agivir, l'écran MED-Agivir XS Crystal® est virucide et bactéricide. Il garantit la sécurité des patients et soignantes face aux infections et contaminations croisées.

VIRUCIDE PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2
BACTÉRICIDE Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia





ENTRETIEN FACILE

La toile-membrane Agivir® est bio-nettoyable. Elle se nettoie par simple essuyage humide ou nettoyage vapeur. Compatible avec le chlore actif (0,5%), les détergents et désinfectants hospitaliers, il supprime toutes contraintes de blanchisserie.

“ Le soin technique et le « prendre soin » sont indissociables dans l'accompagnement des patients. ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques, virucides, bactéricides et bio-nettoyables, in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.





Fiche technique

Écran	Panneaux de toile-membrane, semi-rigide, virucide et bactéricide articulés, disponibles pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Fenêtres de surveillance entre 130 cm et 140 cm du sol (sans propriété biocide) Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
Toile	Agivir®	Toile-membrane virucide (PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2) et bactéricide (Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia) 530g/m ² anti-adhérente Toile-membrane translucide préservant la luminosité
Personnalisation	Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes. Multicolore et panachage possible.	
Pose	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

Caractéristiques

Nettoyage	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents), nettoyage au chlore actif (0.5%) ou nébulisation
Confection	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse)/ NFPA-701 (NNA)
Traçabilité	Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran (Traçabilité de la prévention des infections nosocomiales, inventaire mobilier, suivi de garantie) Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande
Garantie	5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)
Documents fournis	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

L'utilisation des toiles-membranes AGIVIR™ vient en complément du respect des mesures de protection sanitaires recommandées par votre établissement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.


Références standard

Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMVBXSCR*S160*10P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/10P	L : 165 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXSCR*S160*11P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXSCR*S160*12P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/12P	L : 201 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène
EMVBXSCR*S160*13P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMVBXSCR*S190*10P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/10P	L : 165 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXSCR*S190*11P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMVBXSCR*S190*12P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/12P	L : 201 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène
EMVBXSCR*S190*13P	Écran MED-Agivir XS Crystal® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène



www.enjoyourspace.com



MÉDICASCREEN®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
medicascreeen@enjoyourspace.com

MÉDICASCREEN®
Mieux vivre ensemble, espaces de soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®
Mieux Vivre Ensemble