


5B

Accessoires

Agivir Stick'on®

Lutte contre COVID-19



Toile-membrane :
VIRUCIDE PV ISO 21702 sur SARS-CoV-2
BACTÉRICIDE Protocole ASTM E2180 sur
S. aureus et K. pneumonia


PV financé par la DGA

Membrane virucide et bactéricide adhésive repositionnable haute performance pour recouvrir vos banques d'accueil, portes, murs, interrupteurs et surfaces à risque.

Caractéristiques techniques:

- Toile Agivir™ : 510g/m² blanche
- Classé au feu M1
- 1 face active
- 1 face adhésive
- 100% étanche. Utilisable en intérieur et extérieur

L'entretien de l'activité virucide rémanente de la toile-membrane s'obtient par bio-nettoyage et/ou nettoyage vapeur.



Toile	Temps de contact	substance testée	Efficacité de l'antiviral
Agivir™	5 min	Mucus/salive	85,21%
	15 min		92,06%
	60 min		98,00%

Résultats des Tests du Laboratoire VirHealth (Lyon) R2007FER001.



Pack 6 rouleaux à maroufler (75 cm x 5 ML)
avec quadrillage au dos

Pack 25 plaques de propreté
Existe avec 1, 2 ou sans perforation
pour les rosaces



Pensez à Agivir Cover®:



La toile-membrane virucide pour recouvrir vos poignées, rampes... (cf. fiche 5A)

Innovation et fabrication française - Bon pour vous - Bon pour l'emploi

L'utilisation des toiles AGIVIR™ vient en complément du respect des mesures de protection sanitaires recommandées par les autorités compétente. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

MÉDICASCREEN®
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

Une activité du groupe **ENJOYOURSPEACE®**
Mieux Vivre Ensemble

ENJOYOURSPEACE®
4 allée du Mortier, 44620 La Montagne

02 40 320 200
medicascreen@enjoyourspace.com
www.medicascreen.com