



1A Paravent suspendu

MED-Agivir XS Easyclip®

L'écran d'intimité bactériostatique 3.0



5 min c'est le temps qu'il faut à la membrane pour tuer 85,21% des bactéries et virus à sa surface



Flashez Moi ! 



1 Téléchargez une appli **QR Code** disponible sur *GooglePlay* ou *AppleStore* ou utilisez directement votre appareil photo

2 Scannez ce **QR Code**

3 Accédez au contenu : vidéo, questionnaire...

Un atout pour votre certification et la lutte contre les contaminations croisées

L'écran MED-Agivir XS Easyclip® a été conçu pour apporter la meilleure des **expériences d'un séjour en milieu hospitalier**. Intégrez votre logo aux impressions pour faire de votre paravent, **votre support de communication**. Le QR-Code s'adapte à vos besoins en termes de diffusion d'informations : vidéos de présentation de votre établissement, dématérialisation de votre questionnaire de satisfaction patient, accès direct au code Wifi...



TOILE ANTIVIRALE ET BACTÉRIOSTATIQUE

Doté de la technologie Agivir®, l'écran MED-Agivir XS Easyclip® est antiviral et bactériostatique. Il garantit la sécurité des patients et soignants face aux infections et contaminations croisées.

ANTIVIRAL :

PV ISO 21702 (2019)
sur SARS-Cov-2 rémanente

BACTÉRIOSTATIQUE :
Protocole ASTM E2180



PERSONNALISABLE

Grâce à son panneau aimanté détachable, changez simplement le visuel de votre Easyclip® dès que vous le souhaitez. Votre écran émerveillera vos soignants dans la durée.

“ *Un espace de soin est aussi un espace de vie.
Le rendre plus agréable et convivial crée un environnement
sécurisant et accueillant.* ”

Médicascreen® innove, fabrique et installe des solutions ergonomiques de protection de l'intimité bactériostatiques et antivirales, bio-nettoyables in situ. En participant à l'humanisation des soins et à la lutte contre les infections nosocomiales, virales et bactériennes, nos équipes mettent leur expérience au service des soignants, patients et de leurs familles.



Fiche technique

Écran	Panneaux de toile antirale et bactériostatique articulés. 1 ^{er} panneau aimanté détachable Disponibles pour une intimité préservée jusqu'à 50 cm du sol (hauteur écran : 160 cm) ou jusqu'à 20 cm du sol (hauteur écran : 190 cm) 10, 11 ou 12 panneaux pour les espaces avec bandeau médical ou 13 panneaux sans bandeau médical Possibilité de confectionner un écran de 5 à 25 panneaux	
Toile	MED-Agivr®	Toile-membrane <u>antivirale</u> : PV ISO 21702 (2019) sur SARS-Cov-2 rémanente, <u>bactériostatique</u> : Protocole ASTM E2180 sur S. aureus et K. pneumonia 530g/m ² anti-adhérente Toile-membrane translucide préservant la luminosité
Personnalisation	1 panneau imprimé en miroir au choix parmi notre catalogue (voir fiche 2B) ou votre propre visuel (nous consulter) Couleur des galons articulant l'écran au choix parmi 12 teintes 1 logo imprimé sur le 1 ^{er} panneau (sur fourniture du fichier au format vectoriel) QR-Codes imprimés sur le 1 ^{er} panneau pour la communication de l'établissement	
Pose	Pose par insertion des glisseurs fournis dans la gorge d'un rail Médico® (voir fiche 3A) ou rail existant si compatible	

Caractéristiques

Nettoyage	Essuyage humide (testé avec détergents et désinfectants, en solution aqueuse et alcoolique) Nettoyage vapeur (avec ou sans détergents) ou au chlore actif (0.5%), nébulisation
Confection	Fabriqué par nos équipes basées à La Montagne (Nantes Métropole)
Classement au feu	Classement au feu M1 (NF) non limité / B-s1, d0 (Euroclasse) / NFPA-701 (NNA)
Écologie	Certificats écolabel Greenguard et Textile Vertrauen (Oeko Tex® standard 100)
Traçabilité	Numéro d'identification unique sur l'étiquette de chaque écran (Gestion du risque infectieux associé aux soins, inventaire mobilier, suivi de garantie) Inventaire des numéros de traçabilité fourni avec le bon de livraison ou à la demande
Garantie	5 ans (extension de garantie possible jusqu'à 10 ans)
Documents fournis	Notice de montage Mode opératoire de nettoyage Procès-verbaux de classement au feu (avec la facture)

Références standard


Intimité préservée à partir de 50 cm du sol

EMBECS16011P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/11P	L : 182 cm	H : 160 cm	Avec bandeau oxygène
EMBECS16013P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 160/13P	L : 217 cm	H : 160 cm	Sans bandeau oxygène

Intimité préservée à partir de 20 cm du sol

EMBECS19011P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/11P	L : 182 cm	H : 190 cm	Avec bandeau oxygène
EMBECS19013P	Écran MED-Activ XS Easyclip® 190/13P	L : 217 cm	H : 190 cm	Sans bandeau oxygène

Écrans hors standard de 5 à 10, 12 et 14 à 25 panneaux possibles.
Autres références standard sur demande



www.enjoyourspace.com



MÉDICASCREEN®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 40 320 200
medicascreeen@enjoyourspace.com

MÉDICASCREEN®
Mieux vivre ensemble, espaces & soins

une activité du groupe familial nantais

ENJOYOURSPEACE®
GROUP